CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO NITRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 803

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
4.0	15/09/2023	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
KNO_3	7757-79-1	1486	101,11	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
VALORACION	MIN. 99.0 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.003 %
pH SOLUCION AL 5 %	4.5 - 8.5
HIERRO (Fe)	MAX. 3 ppm
IODATO (IO3)	MAX. 5 ppm
FOSFATO (PO4)	MAX. 5 ppm
CLORURO (Cl)	MAX. 0.002 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005%
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.002%
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
SODIO (Na)	MAX. 0.005 %
NITRITO (NO2)	MAX. 0.001%

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI