CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

IODO RESUBLIMADO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 804

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	22/09/2004	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
I_2	7553-56-2	3495	253,81	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
MATERIA NO VOLATIL	MAX. 0.01 %
VALORACION	MIN. 99.8 %
CLORO Y BROMO (Cl)	MAX. 0.005 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI