CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

# Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

## ALCOHOL BENCILICO PRO-ANÁLISIS (ACS)

**CÓDIGO: 807**

**Sinónimos:** Benceno Metanol - Fenilcarbinol

| REV. ESP. | Fecha Revisión | Fecha Impresión |
|---|---|---|
| 3.0 | 29/03/2007 | 03-11-2026 |

| FÓRMULA | CAS | UN | PESO MOLECULAR | DENSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| $C_6H_5CH_2OH$ | 100-51-6 | - | 108,14 | 1,04 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| COLOR (APHA) | MAX. 20 |
| RESIDUO POR CALCINACION | MAX. 0.005 % |
| VALORACION | MIN. 99.0 % |
| ACETOFENONA (C6H5COCH3) | MAX. 0.02 % |
| BENZALDEHIDO (C6H5CHO) | MAX. 0.01 % |

**OBSERVACIONES**

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI