CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ETER DE PETROLEO 35º-60º PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 813

Sinónimos: Bencina de Petróleo - Ligroína

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	26/02/2025	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
-	8032-32-4	1268	0,00	0,63

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
COLOR (APHA)	MAX. 10
RANGO DE EBULLICION	35 - 60 ºC
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.001 %
ACIDEZ	ENSAYO

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI