CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

SODIO OXALATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 822

Sinónimos: Acido Oxálico Sal Sódica

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	18/12/2018	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$(NaCOO)_2$	62-76-0	-	134,00	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
AMONIO (NH4)	MAX. 0.002 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.002 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.002 %
NEUTRALIDAD	ENSAYO
PERDIDA POR SECADO A 105ºC	MAX. 0.01 %
POTASIO (K)	MAX. 0.005 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.002 %
SUST. CARBONIZABLES P/H2SO4 CALIENTE	ENSAYO
VALORACION	MIN. 99.5% (COONa)2

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI