CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

SODIO IODURO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 831

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	20/07/2026	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
NaI	7681-82-5	3077	149,89	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO Y BROMURO (Cl)	MAX. 0.03 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.002 %
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
IODATO (IO3)	MAX. 0.001 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
PERDIDA POR SECADO A 105ºC	MAX. 1.0 %
pH SOLUCION AL 5 %	ENTRE 6.0 - 9.0
SULFATO (SO4)	MAX. 0.02 %
VALORACION	MIN. 99.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI