CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

E.D.T.A. FERRICA SODICA MONOHIDRATO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 852

Sinónimos: Acido Etilendiaminotetraacético Sal de Hierro (III) y Sodio Monohidrato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	25/08/2017	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_{10}H_{12}FeN_2O_8Na$	1578-42-6	-	367,05	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
PROPIEDADES SENSITIVAS	POLVO AMARILLO
VALORACION (COMO Fe)	ENTRE 12.0 - 14.0 %
PERDIDA POR SECADO A 120ºC/1 Hora	MAX. 15.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI