CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO 1-AMINO-2-NAFTOL-4-SULFONICO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 856

Sinónimos: Acido 4-Amino-3-Hidroxi-1-Naftaleno Sulfónico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	01/09/2011	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$H_2N(HO)C_{10}H_5SO_3H$	116-63-2	-	239,25	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.1 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.2 %
VALORACION	MIN. 98.0 %
SENSIBILIDAD PARA FOSFATO	ENSAYO ACS
SOLUBILIDAD EN SODIO CARBONATO	ENSAYO ACS

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI