CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

PLOMO SUB-ACETATO (BASICO) PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 864

Sinónimos: Plomo (ll) Acetato Básico - Plomo (ll) Hidroxiacetato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	31/01/2025	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
-	1335-32-6	2291	0,00	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CALCIO (Ca)	MAX. 0.01%
CLORURO (Cl)	MAX. 0.003 %
COBRE (Cu)	MAX. 0.002 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.002 %
INSOLUBLE EN ACIDO ACETICO DIL.	MAX. 0.02 %
NITRATO (NO3)	MAX. 0.003%
PERDIDA POR SECADO A 105ºC	MAX. 1.5 %
PLOMO BASICO (PbO)	MIN. 33.0 %
POTASIO (K)	MAX. 0.02%
SODIO (Na)	MAX. 0.05%
INSOLUBLE EN AGUA	MAX. 1.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI