CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ESTANNOSO CLORURO DIHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 865

Sinónimos: Estaño (II) Cloruro Dihidrato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
5.0	11/02/2026	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$SnCl_2.2H_2O$	10025-69-1	3260	225,63	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	98.0 - 103.0 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.003 %
SOLUBILIDAD EN ACIDO CLORHIDRICO	CONFORME
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.003 %
PLOMO (Pb)	MAX. 0.01%
POTASIO (K)	MAX. 0.005%
SODIO (Na)	MAX. 0.01%

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI