CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO IODATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 873

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	25/09/2004	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
KIO_3	7758-05-6	1479	214,00	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO Y BROMURO (Cl)	MAX. 0.01 %
COMPUESTOS DE NITROGENO (COMO N)	MAX. 0.005 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
IODURO (I)	MAX. 0.001 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
pH SOLUCION AL 5 %	5.0 - 8.0
SULFATO (SO4)	MAX. 0.005 %
VALORACION	99.4 - 100.4 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI