CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACETONITRILO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 874

Sinónimos: Metil Cianuro - Cianometano

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	08/08/2005	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3CN	75-05-8	1648	41,05	0,78

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDEZ TITULABLE	MAX. 0.008 mEq./gr
AGUA (H2O)	MAX. 0.3 %
ASPECTO	LIMPIDO
BASE TITULABLE	MAX. 0.0006 mEq./gr
COLOR (APHA)	MAX. 10
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.005 %
VALORACION	MIN. 99.5 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI