CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CALCIO CLORURO DIHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 880

Sinónimos: -

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	04/06/2025	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CaCl_2.2H_2O$	10035-04-8	-	147,02	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
AMONIO (NH4)	MAX. 0.005 %
BARIO (Ba)	MAX. 0.005 %
ESTRONCIO (Sr)	MAX. 0.1 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
INSOLUBLE Y PPDO POR NH4OH	MAX. 0.01 %
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
pH SOLUCION AL 5 %	4.5 - 8.5
POTASIO (K)	MAX. 0.01 %
SODIO (Na)	MAX. 0.02 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.01 %
SUST. OXIDABLES (NO3)	MAX. 0.003 %
VALORACION	99.0 - 105.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI