CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CINC SULFATO HEPTAHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 881

Sinónimos: Vitriolo blanco

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	13/09/2023	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$ZnSO_4.7H_2O$	7446-20-0	3077	287,56	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	99.0 - 103.0 %
AMONIO (NH4)	MAX. 0.001 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005%
CLORURO (Cl)	MAX. 5 ppm
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
pH SOLUCION AL 5 %	4.4 - 6.0
MAGNESIO (Mg)	MAX.0.005%
MANGANESO (Mn)	MAX. 3 ppm
NITRATO (NO3)	MAX. 0.002 %
PLOMO (Pb)	MAX. 0.003 %
POTASIO (K)	MAX. 0.01%
SODIO (Na)	MAX. 0.05%

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI