CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ALCOHOL METILICO ABSOLUTO 0,2% H2O PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 897

Sinónimos: Metanol

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	28/07/2005	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3OH	67-56-1	1230	32,04	0,79

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDEZ TITULABLE	MAX. 0.0003 mEq./gr
AGUA (H2O)	MAX. 0.2 %
ASPECTO	LIMPIDO
BASE TITULABLE	MAX. 0.0002 mEq./gr
COLOR (APHA)	MAX. 10
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.001 %
SUST. CARBONIZABLES p/H2SO4	CONFORME ACS
SUST. REDUCT. DEL PERMANGANATO	CONFORME ACS
VALORACION	MIN. 99.8 %
SOLUBILIDAD EN AGUA	CONFORME ACS
COMPUESTOS CARBONILO	MAX. 0.001 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI