CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 913

Sinónimos: Hierro (II) Sulfato Heptahidrato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	07/11/2023	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$FeSO_4.7H_2O$	7782-63-0	-	278,01	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MIN. 99.0 %
ION FERRICO (Fe3+)	MAX. 0.1 %
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
FOSFATO (PO4)	MAX. 0.001 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.001 %
COBRE (Cu)	MAX. 0.005 %
CINC (Zn)	MAX. 0.005 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005%
MAGNESIO (Mg)	MAX.0.002%
MANGANESO (Mn)	MAX. 0.05 %
POTASIO (K)	MAX. 0.002%
SODIO (Na)	MAX. 0.02%

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI