CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

MAGNESIO OXIDO LIVIANO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 930

Sinónimos: Magnesia Calcinada

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
5.0	09/02/2026	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
MgO	1309-48-4	-	40,30	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MIN. 95.0 %
SUST. SOLUBLES EN AGUA	MAX. 0.4 %
INSOLUBLE EN ACIDO CLORHIDRICO DIL.	MAX. 0.02 %
SULFATO Y SULFITO (SO4)	MAX. 0.02 %
PERDIDA POR CALCINACION	MAX. 2.0 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.01 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.05 %
BARIO (Ba)	MAX. 0.005 %
ESTRONCIO (Sr)	MAX. 0.005 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.01 %
MANGANESO (Mn)	MAX. 0.0005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.003 %
NITRATO (NO3)	MAX. 0.005 %
POTASIO (K)	MAX. 0.005 %
SODIO (Na)	MAX. 0.5 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI