CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

POTASIO SORBATO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 939

Sinónimos: Acido 2,4-Hexadienóico, Sal de Potasio

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
0.0	14/07/2009	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$CH_3(CHCH)_2COOK$	24634-61-5	-	150,22	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
PERDIDA POR SECADO A 105ºC	MAX. 1.0 %
VALORACION (BASE SECA)	98.0 - 101.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001 CICARELLI