CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

CINC CLORURO ANHIDRO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 943

Sinónimos: Cloruro de Cinc Anhidro

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
1.0	01/11/2021	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$ZnCl_2$	7646-85-7	2331	136,28	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
INSOLUBLE	MÁX. 0.005 %
VALORACION	MÍN. 97.0 %
OXICLORURO	CONFORME ACS
SULFATO (SO4)	MÁX. 0.03 %
AMONIO (NH4)	MÁX. 0.005 %
NITRATO (NO3)	MÁX. 0.003 %
PLOMO (Pb)	MÁX. 0.005 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI