CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

# Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

## ETER DE PETROLEO 60º-80º PRO-ANÁLISIS

**CÓDIGO: 944**

**Sinónimos:** Bencina de Petróleo - Ligroína

| REV. ESP. | Fecha Revisión | Fecha Impresión |
|---|---|---|
| 3.0 | 26/02/2025 | 03-11-2026 |

| FÓRMULA | CAS | UN | PESO MOLECULAR | DENSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - | 8032-32-4 | 1268 | 0,00 | 0,67 |

| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| ACIDEZ | ENSAYO ACS |
| COLOR (APHA) | MAX. 10 |
| RANGO DE EBULLICION | 60 - 80 ºC |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.001 % |

**OBSERVACIONES**

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI