CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

METILENO CLORURO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 945

Sinónimos: Diclorometano

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	14/06/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_2Cl_2	75-09-2	1593	84,93	1,33

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDO TITULABLE	MAX. 0.0003 mEq./gr
AGUA (H2O)	MAX. 0.02 %
ASPECTO	LIMPIDO
COLOR (APHA)	MAX. 10
HALOGENOS LIBRES	ENSAYO
RESIDUO POR EVAPORACION	MAX. 0.002 %
VALORACION	MIN. 99.5 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI