CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

SODIO ACETATO ANHIDRO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 948

Sinónimos: Acido acético sal sódica

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	04/06/2025	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
CH_3COONa	127-09-3	-	82,03	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
VALORACION	MIN. 99.0 %
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
pH SOLUCION AL 5 %	7.0 - 9.2
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.002 %
FOSFATO (PO4)	MAX. 0.001 %
PERDIDA POR SECADO A 120ºC	MAX. 1.0 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.003 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.005 %
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.002 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI