CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

BENCILO BENZOATO 99.5% PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 951

Sinónimos: Acido benzoico éster fenilmetílico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
3.0	15/06/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$C_{14}H_{12}O_2$	120-51-4	3082	212,26	1,11

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ACIDEZ	MAX. 0.006 mEq./gr
ALDEHIDOS	ENSAYO USP
COLOR (APHA)	MAX. 15
DENSIDAD (25/25)	1.117 - 1.122
PUNTO DE CONGELACION	MIN. 17.5 ºC
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.05 %
VALORACION	MIN. 99.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI