CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

AMONIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 956

Sinónimos: Di-amonio Hidrogeno-fosfato

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
4.0	17/04/2024	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
$(NH_4)_2HPO_4$	7783-28-0	-	132,06	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
pH (5% EN H2O)	7.7 - 8.1 a 25 ºC
VALORACION	MIN. 98.0 %
CLORURO (Cl)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
NITRATO (NO3)	MAX. 0.003 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.01 %
CALCIO (Ca)	MAX. 0.001%
MAGNESIO (Mg)	MAX. 0.0005%
POTASIO (K)	MAX. 0.005 %
SODIO (Na)	MAX. 0.005 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI