CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

ACIDO SULFAMICO PRO-ANÁLISIS

CÓDIGO: 971

Sinónimos: Acido amidosulfónico . Acido sulfamídico

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	03/02/2016	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
NH_2SO_3H	5329-14-6	2967	97,09	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 0.001 %
INSOLUBLE	MAX. 0.01 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 0.001 %
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.01 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.05 %
VALORACION	99.5 - 100.3 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI