CICARELLI® LABORATORIOS

ESP

Especificaciones

Código: POE CC 07 A1 Versión: 1.0

AMONIO FLUORURO PRO-ANÁLISIS (ACS)

CÓDIGO: 991

Sinónimos: Amonio Fluoruro Neutro

REV. ESP.	Fecha Revisión	Fecha Impresión
2.0	29/08/2011	03-11-2026

FÓRMULA	CAS	UN	PESO MOLECULAR	DENSIDAD
NH_4F	12125-01-8	2505	37,04	-

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
CLORURO (Cl)	MAX. 0.001 %
HIERRO (Fe)	MAX. 5 ppm
INSOLUBLE	MAX. 0.005 %
METALES PESADOS (Pb)	MAX. 5 ppm
RESIDUO POR CALCINACION	MAX. 0.01 %
SULFATO (SO4)	MAX. 0.005 %
VALORACION	MIN. 98.0 %

OBSERVACIONES

REAGENTS S.A.
Fabricación y Distribución de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe. Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
ISO 9001
CICARELLI